

## **Sugestões úteis:**

- **Manual é uma parte do instrumento. O usuário deve ler este manual cuidadosamente antes da primeira instalação e operação da máquina, e colocar este manual ao lado do instrumento para submetê-lo quando enfrentar problemas.**
- **O equipamento mod. LS 2900 + deve ser operado apenas por usuários treinados. Antes da utilização, leia atentamente as instruções de operação para saber os passos de operação e processo.**
- **A unidade deverá ser transportada na vertical. Se esta unidade foi enviada deitada ou armazenada deitada, ela deverá ficar em pé e desligada por 36 horas antes do seu uso.**
- **Não coloque o instrumento sob temperaturas extremas e alta umidade do ar ambiente. Se estas instruções não forem seguidas, o instrumento poderá sofrer graves danos.**
- **Não instale o instrumento diretamente sob o sol ou saídas de ar condicionado.**
- **Nenhum outro instrumento ou obstáculo deve obstruir a passagem de ar mantendo uma distância mínima de 30 cm de cada lado e na parte traseira.**
- **Verifique se a tomada de alimentação está em conformidade com a voltagem do instrumento.**
- **Assegurar que o fornecimento de energia é estável, constante e adequado. O compressor necessita de uma partida entre 45 a 50 A. Portanto, o engenheiro elétrico deve inspecionar o circuito elétrico antes da instalação para atender o bom funcionamento do requisito do instrumento.**
- **A lâmina é afiada, cuidado ao manuseá-la.**
- **Não coloque a lâmina em qualquer lugar com a ponta virada para cima.**
- **Antes de alterar os espécimes sempre travar o volante de mão.**
- **Em caso de mau funcionamento, entre em contato com nossa empresa. Não tente resolvê-lo por sua conta e risco.**

## **1. Introdução:**

**O modelo LS 2900+ semi-automático é um criostato micrótomo, regulamentado; pois é um instrumento de secção rápida patológica para os tecidos do corpo humano e animal. Pode ser amplamente utilizado para diagnóstico patológico, análise e pesquisa em hospitais, faculdades de medicina, peritos médicos legais e institutos de propagação.**

**O instrumento consiste principalmente em 4 partes:**

- 1. O painel tem controle micro-processado na parte superior para mostrar a temperatura e as condições de funcionamento do instrumento.**
- 2. A parte central é a câmara de temperatura constante para congelar rapidamente o tecido vivo e realizar a rotina de corte.**
- 3. Atrás estão a transmissão mecânica e motor.**
- 4. A parte inferior é a unidade de compressores para refrigeração.**

## **2. Âmbito de Aplicação:**

**Pode ser aplicado a área de patologia, histologia, estudo de plantas, animal ou ser humano.**

### **3. Parâmetro Técnico:**

**Ampla seção de espessuras;**

**1-80um ajustável, 1-20um – Incremento: 1 micron.**

**20-40um – Incremento: 2 microns.**

**40-80um – Incremento: 5 microns.**

**Faixa de espessura do corte: 10-400um ajustável.**

**10-50um – Incremento: 5 microns.**

**5-100um – Incremento: 10 microns.**

**100-400um – Incremento: 50 microns.**

**Retração da amostra: 0-95um ajustável – Incremento: 5um.**

**Curso horizontal: 20mm.**

**Curso vertical: 60mm.**

**Voltagem: 220V AC + ou – 22V.**

**Frequência: 50/60 Hz.**

**Potência: 850W.**

**Maior corrente de arranque em 5 segs. De 45<sup>a</sup>.**

**Temperatura da câmara: - 10°C a -30°C ~ajustável.**

**Temperatura de congelamento da prateleira: < ou = a -40°C.**

**Número de estações de congelamento: 10.**

**Número de Pelletier: 1.**

**Refrigerante: R404a, 300 + ou – 10g.**

**Compressor de óleo: 0,6 L EMKARATE RL-22S, ICI.**

## **4. Condição de Trabalho e Pré-ajuste:**

- 4.1 – O instrumento é movido no piso através de 4 rodas. Duas rodas da frente podem ser ajustadas para cima e para baixo, girando os botões no pé. Estas rodas da frente só funcionam quando o instrumento precisa se movimentar. Após remover o instrumento da caixa, colocar as rodas da frente no chão e mover para a posição de trabalho e então desabilitar as rodas dianteiras.**
- 4.2 – O instrumento só pode ser usado após 4 horas parado.**
- 4.3 – Confirme a voltagem de alimentação e se é aterrado (tomada tripla aprovada pelo INMETRO), em seguida, ligue o instrumento com o plug de energia principal, ligue o interruptor de alimentação na parte de trás do instrumento, então a máquina estará em modo de operação.**
- 4.4 - Para perfeito funcionamento do instrumento, não é permitido deixar outros materiais encostados nas laterais do instrumento. É necessário deixar um espaço de 30cm para facilitar a ventilação e dispersão de calor.**
- 4.5 - O instrumento trabalha a uma temperatura ambiente de 15°C ~ 22°C. Se a temperatura estiver acima de 22°C, um sistema de ar condicionado deve ser instalado, caso contrário o tempo de vida do compressor de refrigeração será encurtado.**
- 4.6 – A umidade do ambiente não pode ser mais que 80%.**



**Alta temperatura ou muita umidade irá influenciar no sistema de congelamento.**

## 5. Operação:

### 5.1 – Painel de Controle Principal (Fig. 1)




Fig. 1

### 5.2 – Ligar o instrumento:

- **Primeiro, ligue o plug a tomada de energia da parte traseira do criostato, em seguida, ligue o interruptor na parte traseira do criostato. Agora o criostato está sob condição de trabalho. O compressor começa a funcionar depois de ligar o interruptor e a câmara de congelamento começa a esfriar. (Isso depende do intervalo que está desligado, se for mais de 3 mins., o instrumento precisa esperar mais 3 mins., caso contrário poderá danificar o instrumento). Há duas luzes amarelas, são Leds acima da área de trabalho a direita, primeiro Led é para o compressor grande e o segundo Led é para o compressor menor. Quando o compressor começa a funcionar, a primeira luz acende. Se pressionar o botão de congelação rápida, a segunda luz se acenderá.**

**- A placa de controle é dividida em 3 áreas. Área esquerda, área central e área direita. Área esquerda é para mudar de software e botões de descongelamento rápido; área central é para a secção corte peltier, configuração e controle de função; área direita é para o tempo e ajuste de temperatura.**

**O pequeno painel de controle do lado esquerdo abaixo dos controles do criostato para controlar a iluminação, alimentação e esterilização UV.**

### **5.3 – Introdução do controle de botões na área esquerda:**

#### **5.3.1 – Interruptor do Software:**



**Pressione este botão para ligar ou desligar o painel de operação. Se o indicador estiver ligado o usuário poderá ajustar o tempo, degelo, temperatura e assim por diante.**

**Caso contrário, o indicador estará desligado e o painel travado, com isso o usuário não pode fazer qualquer operação.**

#### **5.3.2 – Descongelamento imediato:**



**Pressione este botão para ativar a função de degelo rápido. Após pressionado, a luz indicadora ficará acesa indicando que o sistema já estará funcionando no modo de degelo rápido. Demora cerca de seis minutos para descongelar.**

**Pressione o botão novamente para parar o degelo rápido, a luz indicadora se apagará instantaneamente. O congelamento retorna depois de 25 segundos. Se o sistema entrar automaticamente no modo de tempo de degelo, a luz acende-se também. Pressione o botão novamente para parar a luz do degelo e o indicador se apaga.**

## **5.4 – Introdução aos botões da área central:**

### **5.4.1 – Congelamento Peltier (Não é válido em modo stand by)**



**Pressione este botão para começar a trabalhar no modo Peltier e esfriar as estações. Quando acionado, a luz indicadora ficará acesa também. Quarta linha na tela mostra [015] para indicar o tempo de trabalho Peltier – 15 minutos.**

**A contagem regressiva do tempo restante de resfriamento é apresentada, como [014], [013] ... [001], até que para o congelamento peltier. Durante o tempo de trabalho Peltier. O usuário pode pressionar este botão para parar o modo de trabalho peltier. Além disso, se a temperatura de congelamento da prateleira for maior que  $-10^{\circ}\text{C}$ , quando do trabalho peltier, o peltier se auto desliga. No mesmo princípio, se a temperatura de congelamento da prateleira for maior que  $-10^{\circ}\text{C}$ , o peltier não pode ser ativado.**

### **5.4.2 – Stand by:**



**Determina-se que o instrumento está em modo stand by, mantendo a câmara de congelamento a uma temperatura de  $-4^{\circ}\text{C}$  a  $-9^{\circ}\text{C}$ . Quando não está em uso, sendo assim o tempo de funcionamento do compressor é menor que o tempo de consumo médio de energia, e se prolonga a vida útil do compressor. Quando não for utilizar o instrumento para cortar, então é recomendado deixá-lo entrar em modo Stand by. Este é o botão de espera. Pressione-o uma vez, o sistema entra em modo de luz de fundo do LCD podemos diferenciar o modo de trabalho normal do modo em espera. Se a luz de fundo estiver com a intensidade baixa (LCD escuro) então o equipamento está em modo de espera, caso contrário (LCD claro) o equipamento está em modo normal.**

**5.4.3 – Depois de ligar o criostato, o primeiro LCD irá exibir dados como mostra a Fig. 2**

Sect	6
Retr	15
No	0
Tn	0

- **Sect é para representar a secção e seu valor.**
- **Retr é para representar a retração e seu valor.**
- **No é para representar total de cortes e seu valor.**
- **Tn é para representar o total da espessura e seu valor.**



**Botão para seleção de Modo. Para selecionar o modo de trabalho pressione seção (Sect) ou corte (Tim).**



**Botão para limpar. Para limpar (Zerar) o valor de peças e espessura total.**



**Os botões ao lado são chaves de combinação. Se o usuário pressioná-los juntos, o sinal “\*” aparecerá na frente de Retr na segunda linha do LCD para mostrá-lo sob condição ajustável. Após visualizar o sinal, o usuário pode pressionar “+” ou “-” para mudar o valor de retração.**



**Botão “+” aumenta o valor. Pressione este botão para adicionar valor de secção (corte). Caso o sinal “\*” aparecer na frente de Retr, é para ajustar o valor de retração. Botão “-” diminui o valor. Este botão possui a função semelhante à função descrita acima.**



## **5.5 – Introdução de botões de controle na área direita:**

### **5.5.1 – Ajustar Relógio:**

Day	1
Time	12:00
T0	16 [-18]
T1	16 [off]

**Fig. 3**

**Depois de ligar o criostato, o usuário deverá ajustar o horário real, o LCD do lado direito do painel de controle está mostrando informações e dados da Fig. 3. Isso é denominado modo inicial, quando o criostato for ligado a rede elétrica e resetar.**

- Primeira linha = mostrará o dia que deverá ser indicado pelos números 1 (representando segunda-feira) a 7 (representando domingo).**
- Segunda linha = será o Horário que deverá ser atualizado.**
- Terceira linha = T0 é para apresentar a temperatura da câmara no momento e o valor da temperatura real da câmara de operação; o valor seguinte [ ] é o ajuste de temperatura da câmara de congelamento.**
- Quarta linha = T1 é a temperatura de congelamento da prateleira. É o valor da temperatura real para a prateleira de congelamento. “Off” entre [ ] é ficar de fora peltier.**

**Usuário pode pressionar “D” para ajustar dia de trabalho. Em seguida, pressione o botão hora “H” e o botão minutos “M” para ajustar as horas e minutos, respectivamente.**

### 5.5.2 – Definição da Temperatura:



**Pressione este botão para aumentar o valor da temperatura. Adicionar valor em [ ] na terceira linha do LCD. Se o LCD mostrar T0, é para ajustar a configuração câmara de congelamento, caso contrário ele mostrará T2 para ajustar a temperatura da prateleira.**




**Botão para diminuir. Possui função semelhante ao botão descrito acima.**



### 5.5.3 – Congelação rápida (Não é válido em modo Stand by)

**Este criostato possui 2 compressores. O compressor maior congela a câmara e a prateleira. O compressor menor não funciona se o sistema estiver em stand by, quando o sistema volta ao normal do trabalho de stand by, a congelação rápida estará ativada. O compressor menor inicia após 3 minutos para a fixação de congelar. O operador pode cancelar o congelamento rápido em relação à sua própria situação.**

### 5.5.4 – Programação do tempo de início de trabalho:

**Se a segunda linha do LCD estiver no modo Time, pressione o botão  até a segunda linha mostrar “TON”. Então o usuário pode pressionar “D” para ajustar o dia de trabalho. Pressione o botão “D” uma vez, para selecionar rotinas de trabalho menores que um dia. Em seguida, pressione o botão hora “H” e o botão minutos “M” para ajustar as horas e minutos, respectivamente. (Defina intervalos de tempo de 10 minutos para descongelamento automático). Usuário pode pressionar o botão “W-dia”, para definir início de trabalho somente para aquele dia. Após pressionar o botão “W-dia”, na primeira linha LCD deve mudar para “Dwork 1 a 6”. “1 a 6” representa de segunda a sábado. Pressione “D” para selecionar os dias úteis, em seguida, pressione “H” e “M” para ajustar hora e minuto, respectivamente. Sistema automático ajustável 24 horas para o dia de folga e entra em modo de espera para reduzir o consumo de eletricidade.**

### 5.5.5 – Programação de fim de trabalho:

Pressione o botão  algumas vezes para que a mensagem “Toff” seja exibida na segunda linha no LCD, que está para o sistema entrar em fim de trabalho de programação de tempo; o método de configuração é o mesmo de início de trabalho de programação. Depois de pressionar  novamente para voltar ao modo de trabalho, e bloqueio de início / fim do tempo de definição.



**Nota:** Por favor, faça o LCD voltar ao modo de condição inicial após a definição.


### 5.5.6 – Programação de descongelamento de tempo definido:



**Botão para tempo de degelo definido.** Sob a modalidade inicial depois de pressionar, na primeira linha no LCD será exibido “Degelo”. Segunda linha exibirá “Time”. Usuário pode pressionar “H” e “M” para ajustar hora e minuto. Caso desnecessário, por favor ajustar horas para 24.

Pressione o botão novamente para voltar o modo inicial e bloqueio de descongelamento de tempo definido.

## 5.6 – O uso do painel de operação (Pequeno)



**Fig. 4 – Painel de Controle Pequeno**

### 5.6.1 – UV esterilizar:



**Botão esterilizar UV. Pressione-o para ativar a lâmpada UV e a luz indicadora ficará acesa, a lâmpada UV na câmara de congelamento está ligada e começa a esterilizar. O tempo é automaticamente ativado, e encerra-se em 35 minutos. O usuário pode pressionar o botão mais uma vez para parar a qualquer momento. Indicador será desligado assim que a função desligar.**



**Nota: Manter a limpeza do tubo de quartzo é o ponto chave para a esterilização. Nós sugerimos ao usuário limpar regularmente para manter a capacidade de esterilização. Porque esterilização UV é impróprio para baixa temperatura.**



**Nota: Ao fazer a esterilização UV, por favor fechar a tampa de vidro para não deixar que a luz UV saia da câmara.**

### 5.7 – Lâmpada:



**Botão liga/desliga da lâmpada. Quando pressionado a lâmpada acenderá, quando pressionado novamente, ela se apagará.**

#### 5.7.1 – Movimento lento do porta espécime:

**A posição do porta espécime ajustável movendo para frente ou para trás. Pressione o botão com a seta para baixo e a amostra se moverá para o usuário, pressione o botão com a seta para cima e a amostra recuará.**

### 5.7.2 – Movimento rápido:



**Pressione os botões de seta dupla para movimento rápido de fixação para a frente ou para trás. Quando o usuário pressionar o botão para trás, o porta espécime vai voltar a limitação para trás, se precisar parar no meio do percurso, por favor toque levemente a frente do botão da seta dupla, então o porta espécime vai parar de se mover, o alarme avisará quando o espécime está se movimentando para a frente ou chegando ao fim.**

 **Nota: Quando ajustar o movimento do espécime para frente ou para trás, o volante deverá estar na posição correta.**

### 5.7.3 – Utilização do líquido do reservatório de detritos:


**Use o reservatório para recolher o líquido desperdiçado do descongelamento, solução de descongelamento do tecido e lavagem de objetos. A fim de impedir que o ser humano e o meio ambiente se contaminem com os resíduos, colocar 200ml de formalina a 10% ou outra solução estéril no reservatório com antecedência. A eliminação dos resíduos deve seguir os regulamentos relacionados a vigilância sanitária.**

**Desconectar o tubo que se liga a câmara de congelamento, em seguida retirar o reservatório.**


 **Nota: Utilize o método correto e eficaz para tratar os resíduos.**

## 6. Introdução a Mecânica:

### 6.1 – Posições e ajustes do suporte de navalhas.



**Fig 5 Introdução do Suporte de Navalhas.**



**Fig 6 Introdução do Suporte de Navalhas.**

**Lançamento (anti-roll) a alavanca à esquerda, move manualmente o suporte para frente e para trás e trava na posição desejada. Quando o suporte estiver no ponto final o usuário deverá retroceder. A alavanca à direita, move manualmente a esquerda e a direita do suporte e pode travá-lo na posição desejada.**



**Nota: Lembre-se de travar bem a lâmina na posição correta ao movimentar para frente ou para trás.**

## 6.2

### – Mudança de lâmina:

A alavanca de liberação do mordente encontra-se na parte superior direita; coloque a lâmina da esquerda para a direita, após isto, fechar a alavanca de fixação.



**Nota: A lâmina é afiada, cuidado quando for trocá-la.**

## 6.3

### – Ajuste do ângulo da lâmina:


**lâmina:**

Use chave Allen para soltar o rotor. A lâmina pode ser trocada e no local selecionado pode ser travada. Faça cortes no meio da lâmina quando houver mudanças, só precisa liberar a alavanca de fixação para travamento de lâmina, em seguida, substituir a lâmina.

## 6.4

### - Ajuste da placa de anti-

**rolling:**






**Fig. 7 – Fazendo o paralelo entre o fio da lâmina e a borda da placa do anti-roll.**

**A placa do anti-roll é feita de Plexiglás. O ajuste inclui:**


- 1. Deixar em paralelo o fio da lâmina com a borda da placa anti-roll.**
- 2. Travar os dois botões.**
- 3. Usar uma chave Allen para fazer o paralelo entre a lâmina e a placa anti-roll.**
- 4. Travar os parafusos sextavados.**
- 5. Girar o botão da altura até ajustar a medida de altura exata da placa anti-roll.**
- 6. Ajustar o ângulo da placa anti-roll com o fio da lâmina.**

**Ajustar o ângulo da placa de anti-roll com a lâmina (Fig. 8)**



**Nota: O ângulo não pode ser superior a 10°.**

**Fazer a borda da placa e o fio da lâmina se unir (Fig. 9)**



**Fig. 9 – Fazer refleti entre a borda da placa e o fio da lâmina.**




- 1. Para proteger a parte superior da placa anti-roll conectar-se com a amostra de tecido, sem qualquer dano.**
- 2. Quando a qualidade da secção de tecido não é boa, deve examinar a ponta do anti-roll se reteu graxa, detritos ou outros materiais.**
- 3. Evite tocar a parte da frente da placa porque a alta temperatura vai prejudicar no corte do tecido.**

#### **6.5 – O uso de prendedor de amostras:**

**Quando o espécime no disco está bem congelado, coloque-o no porta espécimes e ajuste-o em seguida gire o botão para travar no lado direito.**

**Orientação do prendedor:**

- **Gire a alavanca de trava para definir a liberação do espécime.**
- **Gire os botões de orientação para definir a fixação na posição desejada.**
- **Puxe a alavanca de trava para prender.**



**Fig. 10 – Prendedor de espécimes**


## **6.6**

### **– Referência a cortes:**

- 1. Para melhor uso do micrótomo criostato, controlar a velocidade da lâmina e ajustar corretamente a placa anti-roll é um fator importante para cortar secções de alta qualidade. A velocidade adequada da lâmina só pode ser adquirido pela experiência na prática, e o controle hábil do volante. Ajustar a posição da placa anti-roll é muito importante. Às vezes eles interferem uns com os outros, por isso o instrumento necessita de um ajuste precioso e não colocá-los aleatoriamente no fio da lâmina.**
- 2. Quando congelar o tecido vivo, deverá ser com o gel de congelamento o que deixará o tecido mais duro. A dureza do tecido muda com a temperatura, menor a temperatura mais difícil se torna para cortar o tecido. Tecidos diferentes, sob diferentes temperaturas, ter secções de alta qualidade, está habilidade só pode ser obtida através da prática. Temperatura baixa para corte do tecido espécime sem gordura e formol, melhor é selecionar temperatura entre -15°C até -25°C.**
- 3. A fim de obter peças de alta qualidade do tecido, preste atenção ao seguinte:**
  - a) Seleção adequada de temperatura de trabalho na câmara.**
  - b) Corrigir posicionamento do fio da lâmina.**
  - c) Ajuste fino da placa de anti-roll.**
  - d) Lâmina afiada e ângulo do corte correto.**

## 6.7

### - Trava do Volante:



**Fig. 11 – Travas do volante**

**Para dar mais comodidade e segurança ao operador, aumentamos a posição de travamento de 3 para 8. A primeira posição de travamento está no topo, enquanto os demais**

**dentes da engrenagem são voltado para operador. As outras sete posições estão indicadas na Fig. 11.**

## **7 - Solução de Problemas:**

<b>Problemas</b>	<b>Método de Solução/Razão</b>
<b>Rachaduras no tecido</b>	<b>Selecione mais fino o tecido,</b> <b>O tempo de congelamento é insuficiente.</b>
<b>Amostra de tecido insuficiente</b>	<b>Colocar mais material para o corte</b> <b>O tecido para corte é macio</b> <b>A temperatura do porta espécime está insuficiente</b>
<b>O tecido se movimenta, mas não corta</b>	<b>Verificar a fixação da lâmina</b> <b>Fixar o prendedor do espécime</b> <b>Garantir a fixação do disco de amostra (travar) e aumentar o ângulo da lâmina</b>
<b>Passagem do corte de tecido sob o anti-roll</b>	<b>Verificar a diferença entre a placa do anti-roll e o fio da lâmina</b> <b>Aumentar a altura da placa do anti-roll</b> <b>Verificar o ângulo da placa anti-roll e o fio da lâmina</b>

<b>O Tecido fica mole durante o corte</b>	<b>Prolongar o tempo de refrigeração na placa de anti-roll e na lâmina</b>
<b>Prendedor da secção de tecidos da placa de anti-roll</b>	<b>Usar o pincel de cerdas curtas para limpar a placa do anti-roll</b> <b>Prolongar o tempo de refrigeração</b>
<b>Sobreposição de tecido durante a secção</b>	<b>Limpar a lamina com um pincel</b> <b>O ângulo de folga entre a placa de anti-roll e a lâmina está muito estreito</b>
<b>Rachadura vertical durante a secção de tecido</b>	<b>Fio da lamina com defeito</b> <b>Material estranho na lâmina</b>
<b>Secção do tecido estreitou</b>	<b>Ajustar o ângulo de incidência da placa de anti-roll e a lâmina uniformemente</b>
<b>Tecido quebradiço durante a secção</b>	<b>O tecido foi afetado por uma temperatura muito baixa, congelando por muito tempo</b>
<b>Vibração durante o corte</b>	<b>Lâmina não fixada corretamente</b> <b>O ângulo da lamina está muito pequeno ou muito grande</b> <b>O porta espécimes não foi fixado corretamente</b> <b>Velocidade de corte muito alta</b>
<b>Espessura irregular da secção de tecido</b>	<b>Lâmina cega</b> <b>O ângulo está muito pequeno</b> <b>O porta espécimes não foi fixado corretamente.</b>

## **8 – Segurança e Manutenção:**

**8.1 – Deixar o volante na posição travada enquanto o equipamento estiver parado.**

**8.2 – Abrir a porta de vidro quando o equipamento estiver parado, para deixar o vapor sair e manter a área de trabalho seca.**

**8.3 – Trocar a lâmpada quebrada conforme a especificação (220V/15W) e sempre manter atenção com os procedimentos de segurança ao fazê-lo.**

**8.4 – Recorrer somente a um técnico especializado para realizar a manutenção nos elementos do sistema elétrico, como o painel de controle e a caixa de controle elétrico.**

**8.5 – O sistema de refrigeração é composto principalmente por compressor, condensador, filtro e evaporador. O condensador (com ventilador) pode acumular poeira após um tempo longo de uso, isso pode afetar a função de congelamento. Neste caso é necessário abrir a porta lateral de ventilação e usar um pincel para limpar a poeira ou utilizar ar comprimido para soprá-la.**

**8.6 – Limpar frequentemente a câmara de temperatura constante. Manter atenção para não se ferir com a lâmina.**

## **9. Limpeza:**

**9.1 – Limpando os instrumentos.**



### **9.1.1 – Seguir os seguintes passos antes de efetuar cada limpeza:**

- Deixar a morsa na posição superior e travar o volante.
- Retirar a lâmina do suporte e colocá-la de volta a caixa de lâminas.
- Soltar a morsa e retirá-la.
- Desmontar o suporte de lâmina e a base para efetuar a limpeza.
- Retirar as amostras do porta espécimes. Limpar os resíduos de corte com um pincel seco.
- Retirar os porta espécimes para limpá-los separadamente.

### **9.1.2 – Instrumentos e superfície externa:**

**Se necessário, a superfície pintada externa pode ser limpa com aspirador convencional ou espuma. Utilizar um pano umedecido para acabamento e esfregar até secar.**

**Para limpeza, o usuário deverá usar sabão ou detergente neutro.**

**Os instrumentos deverão estar secos durante o uso.**



**Atenção: Não é recomendado o uso de produtos solventes para a limpeza de nenhuma das partes do equipamento. (Ex.: Xilol, Toluol, Thinner, Removedores, entre outros).**

**Estes produtos podem danificar não só a pintura como partes principais do equipamento (Ex.: Painéis de controle, etc).**

### **9.1.3 – Suporte da lâmina:**

**Por favor, seguir os procedimentos abaixo para efetuar a limpeza do suporte de lâminas, se este estiver desmontado.**

- Girar a haste do cabo excêntrico do corpo e retirá-la para o lado.
- Empurrar de volta a trava do mordente e remove-la da unidade rotativa.
- Girar a haste do cabo excêntrico na lateral e remove-la para o lado.
- Desmontar o mordente.
- Limpar todas as partes do suporte da lâmina.



**Atenção: Não utilizar Xilol ou líquido alcoólico. (Ex.: Limpador de vidros) para efetuar a limpeza.**

- Deixar as peças do suporte de lâminas secas para montá-lo.
- Aplicar uma fina camada de lubrificante após a limpeza sobre as peças que foram removidas.
- Ao fixar o mordente da lâmina, certifique-se que sua parte superior esteja paralela com a borda traseira do assento de fixação da lâmina.

## **9.2 – Lubrificando os instrumentos:**

**Fazer a lubrificação com óleo das seguintes partes mensalmente (1 ~ 2 gotas são suficientes):**

### **Instrumentos e porta espécimes**


- Partes móveis do mordente.
- Trava de ferro na peça “T” na parte traseira da bancada do micrótomo.
- Área de deslizamento do mordente.

### **Suporte da lâmina**

- Trava de ferro na peça “T” das unidades rotativas do assento de fixação da lâmina.

- O manipulador de controle da haste excêntrica.
- A ponteira de ferro na peça “T” da unidade rotativa e na área de deslizamento do mordente de lâmina.
- O manipulador de aperto da lâmina.

## 10. Visão Geral do Equipamento:



## **11. SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE (S.A.C.):**

**Caro cliente,**

**No caso de dúvidas, sugestões, reclamações ou solicitações de assistência técnica, favor entrar em contato com o nosso S.A.C. para que possamos com todo o prazer auxiliá-los.**

**S.A.C. (11) 2304-1511.**

**Assistência Técnica Autorizada: (11) 2304-1457**

**E-mail: [rafael@opatologista.com.br](mailto:rafael@opatologista.com.br)**

**Caro cliente, Obrigado mais uma vez por confiar em nosso trabalho.**

**“ E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma; mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho.”**

**Eclesiastes 2:10**